



Электрокардиограф BTL CARDIOPOINT- ERGO E600

Производитель: **BTL**

Модель: BTL CARDIOPOINT- ERGO
E600

<https://assa-group.ru/btl-cardioint-ergo-e600>

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ BTL-08 SD3 С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРОДВИНУТОГО СТРЕСС-ТЕСТА

BTL CardioPoint-Ergo является новым поколением современных компьютерных систем нагрузочного тестирования. Его простые операции и количество автоматизированных функций позволяет врачам больше сосредоточиться на своих пациентах во время теста. Его передовые диагностические функции помогают извлекать максимум информации из теста и точно определить риск ИБС (ишемической болезни сердца).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместимость с электрокардиографами BTL

В стандартной комплектации BTL CardioPoint-Ergo поставляется с электрокардиографом BTL-08 SD3. Этот электрокардиограф имеет собственный термопринтер и встроенный аккумулятор, поэтому при необходимости может быть использован независимо

от компьютера в качестве портативного прибора. Другие электрокардиографы (кроме SD1) также могут быть подключены к программному обеспечению CardioPoint-Ergo.

ST Карты

На ST картах отображаются отклонения ST сегментов в горизонтальной и вертикальной плоскости. Они легко и быстро помогают распознать общие патологии, связанные с отклонениями сегментов ST. ST карта является единственным способом проверки реципрокной (зеркальной) депрессии ST-сегмента.

QT модуль

Модуль QT является уникальным инструментом оценки риска внезапной смерти пациента с синдромом удлинённого интервала QT. Он использует метод касательной, который специально предназначен для QT измерений у пациентов, имеющих более высокую частоту сердечных сокращений, когда нет четкого возвращения к изолинии или зубец Т имеет два пика.

Автоматический стресс-тест протокол

BTL CardioPoint-Ergo автоматически рассчитывает нагрузку при помощи протокола KUP 2008. В результате, каждый пациент получает оптимальную нагрузку в соответствии с его персональными данными.

Оценка риска

Шкала оценки риска использует результаты исследований для автоматического прогноза риска летального исхода и ИБС (ишемической болезни сердца).

BTL CardioPoint®

BTL CardioPoint – это универсальное и полное программное решение, объединяющее ЭКГ покоя, стресс-тест, холтеровское мониторирование, мониторирование артериального давления и спирометрию в единую платформу. Возможности диагностики, графические и сетевые конфигурации позволяют адаптировать программное обеспечение к требованиям пользователя, пользователю не приходится подстраиваться под него.

	E300	E600
Поддержка автоматического измерений артериального давления	✓	✓
Настройки ST - изменение положения точки J.	✓	✓
Редактор стресс-тест протокола	✓	✓
Тенденции сердечного ритма, ST, BP и загрузка	✓	✓
Автоматический и ручной режим загрузки	✓	✓
Индикатор контакта электродов		✓
Создание профиля		✓
Заморозка сигнала; обзор		✓
Модуль QT		✓
Определение аритмии; анализ		✓

Оценка риска	✓
ST карты	✓
Прогноз	✓
максимальной	
нагрузки	
Ramp протокол	✓
Кронциркуль для	✓
ручного измерения	
Рельефная карта	✓
https://assa-group.ru/btl-cardiopoint-ergo-e600	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.