



Регистратор артериального давления BTL-08 ABPM

Производитель: **BTL**

Модель: BTL-08 ABPM

<https://assa-group.ru/btl-08-abpm>

Пошаговая дефляция, бесшумная работа и низкий вес делают BTL ABPM регистратор точным и удобным инструментом для измерения кровяного давления.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тихий, Легкий, Точный

BTL ABPM проводит запись показаний давления с заданными интервалами сроком до 51 часа.

Ступенчатая дефляция - уникальная особенность, которая гарантирует точное измерение. Очень тихая работа, низкая масса и малые размеры делают устройство удобным, как для врача, так и для пациента.

BTL CardioPoint®

BTL CardioPoint - это универсальное и полное программное решение, объединяющее ЭКГ покоя, стресс тест, холтеровское мониторирование, мониторирование артериального давления и спирометрию в единую платформу. Все модули используют

одинаковый стиль пользовательского интерфейса и логику управления. При использовании одного модуля, привыкнуть к другому очень легко.

Периоды мониторинга артериального давления	24, 27, 48, 51 часа
Метод измерения	осциллометрический, ступенчатая дефляция
Объем памяти	600 измерений
Точность	± 3 мм рт.ст. или 2% от измеренного значения
Применяемые манжеты	маленькая, стандартная и большого размера
Передача данных на компьютер	с помощью оптического кабеля с USB
Батареи аккумуляторные (или щелочные)	AA, 2 × 1.5 В
Размеры	98 × 69 × 29 мм
Вес	190 г. без батареек
Стандарт	BHS, AAMI, IEC
https://assa-group.ru/btl-08-abpm	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

