



Микроцентрифуга mySPIN 12

Производитель: Thermo Fisher
Scientific

Модель: mySPIN

<https://assa-group.ru/myspin-12>

Центрифуги Thermo Scientific™ mySPIN™ отличаются компактным эргономичным дизайном и идеально подходят для проведения многих исследований, в том числе и для методик, используемых в ПЦР-исследованиях, и подготовке образцов для HPLC-протоколов.

Центрифуга mySPIN 12 позволяет одновременно центрифугировать 12 пробирок объемом 1,5 – 2,0 мл при максимальной скорости/ускорении 12 500 об/мин / 9 800 g с возможностью регулировки этих параметров центрифугирования.

- Программирование скорости центрифугирования или центробежного ускорения в зависимости от используемой методики
- Сенсорная панель управления
- Цифровой дисплей с подсветкой, отображающий параметры центрифугирования
- Прозрачная пластиковая крышка позволяет наблюдать за процессом центрифугирования
- Остановка процесса центрифугирования при возникновении дисбаланса
- Блокировка крышки во время центрифугирования

- Замена ротора без использования инструментов
- Функция быстрого центрифугирования
- Низкий уровень шума
- В стандартной комплектации центрифуга поставляется в комплекте с двумя угловыми роторами 12 x 1,5/2,0 мл, 32 x 0,2 мл, адаптерами для пробирок объемом 0,2 мл (12 шт.), адаптерами для пробирок объемом 0,5 мл (12 шт.)

Технические характеристики mySPIN 12

Максимальная емкость ротора, мл	12 x 2 мл
Максимальная скорость, об/мин	12 500
Максимальное ускорение, g	9800
Диапазон установки таймера, мин	от 1сек до 30 мин, режим быстрого центрифугирования
Уровень шума, дБ	51-53
Габариты (Г x Ш x В), см	20,3 x 17,1 x 11,4
Вес, кг	1,41
Кат. номер	75004083
https://assa-group.ru/myspin-12	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

