

Дозаторы Thermo Scientific Техно



Производитель: Thermo Fisher Scientific

Модель: Thermo Scientific Техно

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=2968

Новые пипеточные дозаторы Thermo Scientific российского производства линейки Техно (полный аналог Thermo Scientific Finn timer F1) объединили все лучшие характеристики дозаторов с передовыми инновациями – максимальная легкость и простота дозирования, дополнительная надежность с защитой кнопки регулировки объема и эргономичность конструкции. Ленпипет Техно f1.

Дозаторы Техно представлены: Ленпипет Техно f1

- Одноканальными дозаторами фиксированного объема
- Одноканальными дозаторами переменного объема
- Многоканальными дозаторами

Особенности:

- усовершенствованный механизм установки объема дозирования

- термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора с целью снижения влияния тепла руки на результат
- безопасная блокировка операционной кнопки, предотвращающая случайное изменение объема
- регулируемый упор для пальцев, диапазон 120°
- повышенная легкость и удобство дозирования
- большой, четкий, легко читаемый дисплей
- рядом с дисплеем предусмотрено место для идентификационных ярлычков
- легкое сбрасывание наконечников (снижение усилия на 50% за счет запатентованного блокового механизма)
- автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников
- механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах
- легкость обслуживания и калибровки в лаборатории
- гарантия – 3 года
- клеймо о поверке с каждой пипеткой

Одноканальные дозаторы Thermo Scientific линейки Техно фиксированного объема

Кат.№	Модель	Объем, мкл	Точность, мкл	Наконечник, мкл
4651022N	ТЕХНО 10	10	±0,09	Flex 200, 150

	МКЛ			универсальн ый, 200
4651032N	ТЕХНО 25 МКЛ	25	$\pm 0,15$	удлиненный Flex 200, 250 универсальн ый, 200
4651042N	ТЕХНО 50 МКЛ	50	$\pm 0,3$	удлиненный Flex 200, 250 универсальн ый, 200
4651052N	ТЕХНО 100 МКЛ	100	$\pm 0,4$	удлиненный Flex 200, 150 универсальн ый, 200
4651062N	ТЕХНО 250 МКЛ	250	± 1	удлиненный Flex 1000, 1000, 1000
4651072N	ТЕХНО 500 МКЛ	500	$\pm 1,5$	удлиненный Flex 1000, 1000, 1000
4651082N	ТЕХНО 1000 МКЛ	1000	$\pm 3,0$	удлиненный Flex 1000, 1000, 1000
4651092N	ТЕХНО 2000 МКЛ	2000	$\pm 6,0$	удлиненный 5000
4651102N	ТЕХНО 3000 МКЛ	3000	$\pm 9,0$	5000
4651112N	ТЕХНО 5000	5000	$\pm 15,0$	5000

4651122N	МКЛ ТЕХНО 10000 10000 МКЛ	±30,0	10000, Flex 10000 удлиненный
----------	---------------------------------	-------	------------------------------------

Одноканальные дозаторы Thermo Scientific линейки Техно переменного объема

Кат. №	Модель	Объем, мкл	Точность, мкл	Цвет. Код	Наконечни к, мкл
4641012N	ТЕХНО 0,2-2 мкл	0,2-2	±0,05 для 2 мкл ±0,024 для 0,2 мкл	розовый	Flex 10, 10, 20 микро, 50 микро
4641022N	ТЕХНО 0,5-5 мкл	0,5-5	±0,08 для 5 мкл ±0,03 для 0,5 мкл	розовый	Flex 10, 10, 20 микро, 50 микро
4641032N	ТЕХНО 1-10 мкл, Микро	1-10	±0,1 для 10 мкл ±0,025 для 1 мкл	розовый	Flex 10, 10, 20 микро, 50 микро
4641042N	ТЕХНО 1-10 мкл	1-10	±0,1 для 10 мкл ±0,035 для 1 мкл	желтый	Flex 200, 250 универ сальный
4641052N	ТЕХНО 2-20 мкл, Микро	2-20	±0,2 для 20 мкл ±0,06 для 2 мкл	бирюзовы й	20 микро, 50 микро
4641062N	ТЕХНО 2-20 мкл	2-20	±0,2 для 20 мкл ±0,06 для 2 мкл	желтый	Flex 200, 250 универ сальный
4641072N	ТЕХНО 10-100 мкл	10-100	±0,8 для 100 мкл	желтый	Flex 200, 250 универ

			±0,3 для 10 мкл		сальный, 300, 200 у длинный
4641082N	ТЕХНО 20-200 мкл	20-200	±1,2 для 200 мкл ±0,36 для 20 мкл	желтый	Flex 200, 250 универ сальный, 300, 200 у длинный
4641092N	ТЕХНО 30-300 мкл	30-300	±1,8 для 300 мкл ±0,45 для 30 мкл	оранжевы й	Flex 300, 300
4641102N	ТЕХНО 100-1000 мкл	100-1000	±6,0 для 1000 мкл ±1,0 для 100 мкл	синий	Flex 1000, 1000, 1000 удли ненный
4641112N	ТЕХНО 0,5-5 мл	500-5000	±25,0 для 5000 мкл ±10,0 для 500 мкл	зеленый	5000
4641122N	ТЕХНО 1-10 мл	1000-1000 0	±50,0 для 10000 мкл ±20,0 для 1000 мкл	красный	10000, Flex 10000 удл иненный

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=2968

**Подберем
оборудование**

конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.