



Станция дозирования epMotion P5073 (C)

Производитель: **EPPENDORF**

Модель: epMotion P5073 (C)

<https://assa-group.ru/epmotion-p5073-c>

epMotion® P5073: две системы в одной. Это, во-первых, созданная с учетом индивидуальных требований система автоматического пипетирования смеси для ПЦР в формате 96- или 384-луночного планшета. Панель управления Eppendorf EasyCon и программное обеспечение PCR Assistant обеспечивают простую эксплуатацию оборудования с пошаговым руководством по подготовке различных ПЦР. Во-вторых, это гибкая система автоматизации затратных по времени и сложных процедур пипетирования, оснащенная программным обеспечением epBlue, что делает рутинную работу с жидкостями как никогда более легкой. Процедура пипетирования стала более точной, воспроизводимой и полностью стандартизированной, что делает ваше рабочее место более эргономичным и безопасным. Система epMotion P5073 поставляется с полным набором принадлежностей для подготовки проб для ПЦР; отдельно требуется заказывать только расходные материалы.

Особенности модели epMotion P5073C

Дополнительная УФ-лампа и HEPA фильтр для обеззараживания и очистки воздуха внутри системы

Области применения

- Пипетирование смеси для ПЦР
- Серийное разведение и нормализация проб
- Перенос проб или реагентов
- Смешивание и нагревание проб
- Проведение анализов
- Смена медиума и другие виды работ с клеточными культурами

	epMotion® 5073	epMotion® 5073c
?????? ???????	???????????	???????????
??? ?????????????	?????????? ???????	?????????? ???????
?????????? ???????	1 ??? – 1 ??	1 ??? – 1 ??
?????????? ????	~ 56 dB(A)	~ 56 dB(A) ???
????????????? ????????	1.200 g	1.200 g
????????????? ???????????		
?????????????		
??????????????????	100–240 V, 50–60 Hz	100–240 V, 50–60 Hz
?????. ??????????????? ??????????	600 ??	600 ??
?????????? (? × ? × ?)	65× 61× 67 ??	65× 61× 77 ??
??? ??? ???????????????????	50 ?? / 110,2 ??????	55 ?? / 121,3 ??????
?????? ??????????????		
Eppendorf EasyCon		
????????	?????????? ??-?????????	?????????? ??-?????????
?????????????? ??????????	1.024 x 600 ??????????	1.024 x 600 ??????????
?????????????	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0
????????????? ???????	????????????? ?????????? ???????	????????????? ?????????? ???????
?????????????? (??????????????)		
????????????? ?????????????	4 °C/???	4 °C/???
????????????? ??????????	9 °C/???	9 °C/???

0 °C – 110 °C	0 °C – 110 °C
X-Y-Z	
±0,1 ??	±0,1 ??
±0,3 ??	±0,3 ??
-	15 ???
-	39 ??/?? ²
-	3,9 ??
-	254 nm (UV-C)
-	E 10
EN 1822	
-	70–80 m ³ /h

- **epMotion® P5073**, для автоматической подготовки ПЦР, 100 – 240 V/50 – 60 Hz, панель управления, программное обеспечение epBlue и PCR Assistant, одноканальные дозирующие устройства на 50 и 300 мкл, термоблок, штатив Rack24
- **epMotion® P5073c**, для автоматической подготовки ПЦР, 100 – 240 V/50 – 60 Hz, CleanCap, панель управления, программное обеспечение epBlue™ PCR Assistant, одноканальные дозирующие устройства на 50 и 300 мкл, термоблок, штатив Rack24

<https://assa-group.ru/epmotion-p5073-c>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.