



Моторизированная система с регулировкой чувствительности и памятью перемещения от Eppendorf

Производитель: **EPPENDORF**

Модель: Eppendorf

<https://assa-group.ru/sistema-eppendorf>

Моторизированная система с регулировкой чувствительности и памятью перемещения. Очень удобна для работы с многолуночными планшетами, когда осуществляется перенос клеток. Система состоит из адаптера микроманипуляторов на микроскоп, позиционера с держателем микроинструмента, микрошприцев.

Позиционер Transferman NK2, пропорциональный метод. Перемещение осуществляется шаговым мотором. Разрешение около 40 нм за один шаг, максимальное перемещение около 20 мм, максимальная скорость 7500 мкм/сек.

CellTram Air, пневматический инжектор - присоска, объем шприца 2640 мкл, подача 88 мкл/оборот, минимальный объем менее 200 нл, максимальное давление до 2900 гПа.

CellTram Oil, гидравлический инжектор, объем шприца 980 мкл, подача 9,8 мкл/оборот, минимальный объем менее 20 нл, максимальное давление до 20000 гПа.

CellTram Vario, гидравлический инъектор, объем шприца 960 мкл, подача 9,6 мкл/оборот (грубый режим) и 960 мкл/оборот (тонкий режим), минимальный объем менее 20 нл (грубый режим), минимальный объем менее 2 нл (тонкий режим), максимальное давление до 20000 гПа.

<https://assa-group.ru/sistema-eppendorf>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.