

Шейкер для пробирок Reax top



Производитель: [Heidolph](#)

Модель: Reax top

<https://assa-group.ru/reax-top>

Модель **Reax top** с вибрационным типом движения — идеально подходит для перемешивания образцов в пробирках Эппендорф, флаконах и других сосудах различного диаметра при очень высоких скоростях. В комплект поставки входит держатель для стандартных пробирок 20 мм. Подставка для 50 мм колб доступна для заказа. Reax top имеет автоматический режим старта при нажатии на рабочую платформу, остановка также происходит автоматически. Модель Reax top обладает непрерывным режимом работы при постоянной скорости. Reax top обладает простым аналоговым управлением без точных настроек скорости.

- Вибрация с амплитудой 5 мм
- Высокая скорость вибрации до 2500 об/мин
- Reax top обладает низким центром тяжести
- Непрерывная работа 24 / 7

Модель

Кат. номер

Тип движения

Скорость вращения (об/мин)

Орбита (мм)

Reax top

541-10000-00

вибрационный

0 - 2500

5

Режим работы	автоматический или непрерывный
Размер платформы (мм)	-
Аксессуары в комплекте	-
Максимальная нагрузка (кг)	-
Установка скорости вращения	аналоговая
Потребляемая мощность (Вт)	51
Вес (кг)	2,8
Размеры, Ш×В×Г (мм)	134×105×172
Защита от перегрева	автоматическое отключение
Режим эксплуатации (°С)	5 - 40 при 85% отн. влажности
Класс защиты (DIN EN 60529)	IP 22

<https://assa-group.ru/reax-top>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.