



Универсальный автоматический титратор AT-610

Производитель: Kyoto Electronics
Manufacturing

Модель: AT-610

<https://assa-group.ru/at-610>

Состоит из универсального управляющего блока MCU-610 с 8-дюймовым сенсорным управляющим дисплеем и титрационного модуля AT-610 с дозирующей бюреткой.

Имеется возможность подключения до двух модулей, которые управляются независимо и позволяют выполнять два титрования одновременно

К управляющей станции подключаются различные титрационные модули:

- для классического волюметрического титрования AT-610
- для волюметрического титрования по Карлу Фишеру МКА-610
- для кулонометрического титрования по Карлу Фишеру МКС-610
- Большой цветной сенсорный дисплей.
- Экономия места: на одном дисплее – два вида титрования
- Полное разделение контрольного и рабочего блоков (до 10 м) – оператор избавлен от необходимости работать рядом с ядовитыми веществами
- 50 программ измерений; 8 стандартных

- Внутренняя память на 100 образцов
- Дополнительные карты памяти на 800 образцов
- Подсказки титратора для установки оптимальных параметров титрования
- Коррекция определения конечной точки

Предусилители (детекторы)

- Потенциометрический (STD)
- Фотометрический (РТА)
- Потенциометрический с поляризацией (POT)
- Кондуктометрический (CMT)

Тип титратора	Классический потенциометрический
Тип титрования	Потенциометрическое (окислительно-восстановительное, осадительное), фотометрическое, поляризационное, кондуктометрическое
Диапазон измерений	ЭДС: -2000 до +2000 мВ; pH: 0 до 14; температура: 0 до 100 °C
Дисплей (управляющий модуль MCU-610)	8-дюймовый (163,2 × 122,4 мм) 256-цветный жидкокристаллический дисплей с разрешением 800 × 600 точек, с возможностью одновременного принятия двух сигналов; отображение кривых титрования и испарения в режиме реального времени
Емкость бюреток, мл	1±0,005 мл, 5±0,01 мл, 10±0,015 мл, 20±0,02 мл,

	50±0,05 мл
Детекторы	• потенциометрический STD-610; • потенциометрический с поляризацией POT-610; • потенциометрический + фотометрический РТА-610 (530, 630 или 650 нм); • потенциометрический + кондуктометрический СМТ-610
Количество программ (методов)	50 программ титрования, из них 8 стандартных
Хранение данных	Внутренняя память на 100 образцов + съемные карты памяти на 800 образцов каждая
Функция поддержки GLP/GMP	Есть

<https://assa-group.ru/at-610>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.