



Автоматизированная система вакуумной упаковки секционного и операционного материала TissueSAFE

Производитель: Milestone

Модель: TissueSAFE

<https://assa-group.ru/tissuesafe>

Упаковка в вакуум и транспортировка образцов от операционной до лаборатории. Упакованные образцы могут храниться до 64 часов при температуре +2 до +4° С

- Обеспечивает контроль процесса фиксации в лаборатории благодаря отсутствию реагентов во время транспортировки
- Доставка «свежего» гистологического материала в лабораторию
- Контроль параметров транспортировки с помощью RFID-системы (система регистрации температуры и времени)
- Более 30 протоколов упаковки образцов
- Мощный насос, обеспечивающий качественную упаковку
- Контроль выбранных параметров с помощью датчиков.
- Возможность упаковки жидких образцов

Безопасность персонала и окружающей среды

- встроенный угольный фильтр и возможность подключения

прибора к вытяжной системе лаборатории позволяет добиться значительного снижения выделения вредных веществ

- 1. Поместите образец в пакет и положите его в прибор.**
- 2. При закрытии крышки пакет с образцом герметизируется.**
- 3. Образец готов к транспортировке.**

<https://assa-group.ru/tissuesafe>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.