



Аппарат рентгеновский Connexity

Производитель: GE

Модель: Connexity

<https://assa-group.ru/connexity>

Максимизируйте эффективность с помощью кабинета комбинированного исследования для проведения рентгенографии и рентгеноскопии.

Connexity* представляет собой 90/90 универсальную систему телеуправляемого поворотного стола-штатива с односторонней опорой и изменяемой высотой поверхности стола, которая обеспечивает беспрепятственный доступ и автоматизированное позиционирование пациента без центрирования рентгеновского излучения. Благодаря передовым приложениям, таким как автоматическая сшивка изображений и цифровое вычитание, Connexity с легкостью удовлетворяет множеству клинических требований.

Беспрепятственный доступ и эргономичность.

- Простота перемещения пациента с носилок на стол.
- Просторный стол, позволяющий регулировать высоту в необходимых пределах.
- Стол с одной опорной стойкой обеспечивает

беспрепятственный доступ со всех сторон.

Быстрое автоматическое позиционирование и коллимация без применения рентгеновских лучей.

- Вращение трубки обеспечивает возможность обследования пациента, лежащего на каталке.
- Видеокамера позволяет осуществлять центрирование с консоли управления без применения рентгеновских лучей: необходимо всего лишь следить за изображением, которое передается на экран консоли управления.
- Коллимация и центрирование рентгеновского пучка осуществляются с помощью функции сохранения последнего изображения при скопии.

Современные приложения и функции предназначены для удовлетворения различных клинических потребностей.

- Возможность получения панорамных изображений с помощью функции автоматической сшивки снимков идеально подходит для автоматического создания целостного изображения позвоночника или длинных костей.
- Выбор анатомической программы автоматически определяет параметры апертуры коллиматора и число изображений для сшивки.
- Визуализация участков сосудистой системы с помощью ангиографического и интервенционного модуля, которые включены в опцию DSA (цифровая субтракционная ангиография).

Адаптивность. Универсальность. Значимость.

- Стол размером 243 x 73 см
- Изменяемая высота стола в диапазоне 50 - 130 см
- Одна опорная стойка стола для полного доступа к пациенту
- Динамический детектор 43 x 43 см
- Исследования грудной клетки проводятся при фокусном расстоянии 180 см

Диапазон фокусного расстояния 115-180 см

<https://assa-group.ru/connexity>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.