



Капиллярные блоты

Производитель: Cleaver Scientific

Модель: Капиллярные блоты

<https://assa-group.ru/kapilyarnie-bloti>

Капиллярные блоттеры используются для Southern и northern блоттинга. В отличие от традиционной конструкции блот-систем для подачи используется пористая полиэтиленовая подложка, что обеспечивает быстрое движение буфера. Буфер за счёт силы капиллярного натяжения подымается из пор подложки, проходит через гель, затем через мембрану и выходит в пористый тампон. Таким образом, данная блот-система предназначена для переноса низкомолекулярных фрагментов ДНК и РНК без механических повреждений даже из тонких гелей.

Технические характеристики блот-системы:

Размеры прибора **Mini** (ШхГхВ): 30x30x10 см

Размеры прибора **Maxi** (ШхГхВ): 42x30x10 см

<https://assa-group.ru/kapilyarnie-bloti>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.