



## Многофункциональный микрочашечный фотометр Synergy 2

Производитель: BioTek

Модель: Synergy 2

<https://assa-group.ru/synergy-2>

Synergy™ 2 является многофункциональным микрочашечным ридером, обладающим высокой производительностью и чувствительностью. Его система измерения флуоресценции использует фильтры с глубокой блокировкой и дихроичные зеркала для достижения лучших характеристик в исследованиях и скринингах. Специальная система детекции оптической плотности, основанная на монохроматорах, обеспечивает высокий уровень гибкости при выборе длины волны. Благодаря использованию оптических элементов, индивидуальных для каждой оптической системы, Synergy 2 предлагает бескомпромиссные эксплуатационные качества и наиболее низкие уровни пределов обнаружения. Режимы считывания включают интенсивность флуоресценции, поляризацию флуоресценции, флуоресценцию, разрешенную во времени, Alpha-детекцию, люминесценцию и поглощение в области ультрафиолетового и видимого света. Synergy 2 управляется программным обеспечением Gen5, сертифицированным для HTRF®, DLR™ и LanthaScreen™, и совместим с анализами, использующими технологию AlphaScreen. Модульная структура обеспечивает оптимальный выбор комплектации приборов, позволяя экономить затраты на приобретение.

## Модули:

????? S. ?????? ??????, ??????? ? ??? ????????? ?????????? 65°C ? ????????????

????? L. ??? ?????????? ????????? ????????? ??????????????

????? F. ??? ?????????? ????????? ????????? ????????????? ? ????????? ??????????????. ??????? ????? ??????????

????? P. ??? ?????????? ????????? ????????? ????????????? ??????????????. ??? ????????? ?????? ????????? ?????? F.

????? T. ??? ?????????? ????????? ????????? TRF ??????????????. ??? ????????? ?????? ????????? ?????? F. ??????? ?????? ?????????? ??????.

????? A. ??? ?????????? ????????? ?????????? ????????? ? ? ? ?????? ?????? ??????. ??????? ????? ??????????

????? D. ??? ?????????? ?????????? ?????????? ??? ??????????.

## Аксессуары:

- Оптические фильтры
- Дихроичные зеркала
- Многофункциональный планшет Take3
- Укладчик микропланшет BioStack
- Программное обеспечение Gen5
- Раствор BioTek QC Check Solution №1 (yellow), объем 125 мл.
- Раствор BioTek QC Check Solution №1 (yellow), объем 25 мл.

<https://assa-group.ru/synergy-2>

**Подберем  
оборудование**



+7 499 490-02-72  
zapro@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых  
53/2, оф. 804  
www.assa-group.ru

## **конкретно под вашу задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.