



Двухшприцевой насос Aitecs SEP-21S Plus

Производитель: UAB
VILTECHMEDA

Модель: Aitecs SEP-21S Plus

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4247

Двухшприцевой насос Aitecs SEP-21S Plus позволяет проводить инфузию, тем самым обеспечивая консистенцию и точный объем при помощи рапы независимых каналов. Он непременно подходит для эксплуатации в отделениях реанимации, анестезиологии, а также для «карет» скорой помощи. Возможность применения для пациентов с массой 0,4 – 200 килограмм.

Особенности Aitecs SEP 21S PLUS

- Пара независимых шприцевых каналов.
- Список шприцов, которые возможно изменять пользователю.
- Список применяемых лекарств.
- Можно задавать скорость инфузии по заданному объему лекарственных средств и времени.
- Два варианта болюса (ручной и запрограммированный).
- A.B.S. (система анти-болюса).
- Сигнализация, оповещающая пользователя в тревожные моменты, как определенными звуками, так и визуально.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	0.1- 99.9 мл/ч с шагом 0.1 мл/ч
	100 – 1500 мл/ч с шагом 1 мл/ч
	0.01 – 9.99 (µg) мг/ч, (µg) мг/кг/ч(мин) с шагом 0.01 (µg) мг/ч, (µg) мг/кг/ч(мин)
	10.0 – 99.9 (µg) мг/ч, (µg) мг/кг/ч(мин) с шагом 0.1 (µg) мг/ч, (µg) мг/кг/ч(мин)
	100 – 999 (µg) мг/ч, (µg) мг/кг/ч(мин) с шагом 1 (µg) мг/ч, (µg) мг/кг/ч(мин)
Концентрация	0.01 – 9.99 (µg) мг/мл с шагом 0.01 (µg) мг/мл
	10.0 – 99.9 (µg) мг/мл с шагом 0.1 (µg) мг/мл
	100 – 999 (µg) мг/мл с шагом 1 (µg) мг/мл
Механическая точность	± 1%
Волюметрическая точность	± 2% или ± 0.1 мл/ч
Совместимые шприцы	10, 20, 30, 50/60 и 100 мл известных производителей
Окклюзионное давление	40 кПа, 80 кПа, 120кПа, либо 30 кПа, 60 кПа, 90 кПа
Скорость болюса/вывода воздуха	0; 10 – 1500 мл/ч с шагом 1 мл/ч
Дозы болюса	0.1 – 99.9 мл с шагом 0.1 мл
	0.01 – 9.99 µg, мг, (µg)мг/кг с шагом 0.01 µg, мг, (µg)мг/кг
	10.0 – 99.9 µg, мг, (µg)мг/кг с шагом 0.1 µg, мг, (µg)мг/кг
	100 – 999 µg, мг, (µg)мг/кг с шагом 1 µg, мг, (µg)мг/кг

Вес пациента	0.4 – 99.9 кг с шагом 0.1 кг
	100 – 200 кг с шагом 1 кг
KVO (Режим открытой вены)	0.1 мл/ч – 10 мл/ч с шагом 0.1 мл/ч
KVO ограничение объема	1% объема шприца
Время ожидания (Standby)	1 – 999 мин с шагом 1 мин
Суммарный объем выполненной инфузии	0.1 – 99999 мл
Объем инфузии (VTBI)	0.1 – 99.9 мл с шагом 0.1 мл
	100 – 999 мл с шагом 1 мл
	либо безгранич.
Тревоги	Низкий заряд батареи
	Очень низкий заряд батареи
	Окклюзия
	KOR (KVO) XX мл/ч
	Конец инфузии
	Пустой шприц
	Запрещенный шприц
	X мин pre-alarm
	Поршень не подходит
	Зажим открыт
	Внутренняя ошибка
Электроснабжение	(220 – 230) Вт $\pm$ 10%, 50/60 Гц, либо внутренние аккумуляторные батареи
Тип батареи	NiMH 9.6 V 1300 mAh
Запас заряда батареи	8 часов при 5 мл/ч
	2 часа при 100 мл/ч
Опции	110 Вт $\pm$ 10%, 50/60 Гц
	12 VDC внешнее снабжение
	Вызов медсестры
	NiMH батарея 9.6 V 1800 mAh

	(запас батареи 16 ч при 5 мл/ч)
	Поддержка 5мл шприцев
	Главный журнал событий (+ 2000 событий)
Вес	4.2 кг
Размеры	135 x 306 x 272 мм

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4247

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.