

Наноспектрофотометр

Производитель: Bioevopeak

Модель: SPMUV, Nanodrope one

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4303



Диапазон длин волн: 190-850 нм

Источник света: Ксеноновая лампа

Детектор: CCD датчик

Максимальная концентрация (дцДНК): 15 мкг/мл

Объем образца: 0,5-2 мкл

Нет необходимости в подключении к компьютеру

Тип: Флуориметры

Тип: Спектрофотометры

	SP-MUV1000	SP-MUV1000F	SP-MUV2000	SP-MUV2000F	Nanodrope One
Необходимый объем образца:	0,5-2 мкл	0,5-2 мкл	0,5-2 мкл	0,5-2 мкл	1-2 мкл
Возможность измерения в кювете:	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Доступные длины волн	190-850 nm	190-850 nm (есть УФ-детектор)	260nm, 280 nm, 365 nm (baseline)	260nm, 280 nm, 365 nm (baseline) + 460 nm	190-850 nm
Точность установки длины волны:	2 нм	2 нм	-	-	1 нм

Максимальная концентрация (дцДНК):	15 мг/мл	15 мг/мл	15 мг/мл	15 мг/мл	27,5 мг/мл
Диапазон абсорбции:	0-600	0-600	0-600	0-600	0-550
Время измерения:	5с	5с	6с	6с	8с
Источник света:	Ксеноновая лампа	Ксеноновая лампа	UV LED/8000 h	UV LED/8000 h	Ксеноновая лампа
Детектор:	CCD-датчик	CCD-датчик	Кремниевый фотоэлемент	Кремниевый фотоэлемент	CMOS линейный сенсор

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4303

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.