



Камера для блоттинга Criterion Blotter

Производитель: Bio-Rad

Модель: Criterion Blotter

<https://assa-group.ru/kamera-dlya-blottinga-criterion-blotter>

Камера для проведения электроблоттинга в «мокрое» формате Criterion Blotter позволяет работать с гелями и мембранами размером до 15 x 9,4 см. Система выпускается в двух вариантах комплектации: с проволочными или пластинчатыми стальными электродами. Последние обеспечивают, по сравнению с проволочными, равномерное электрическое поле в зоне переноса и снижают вероятность возникновения искривлений и «краевых» эффектов. Замораживаемый охлаждающий модуль, идущий в комплекте позволяет поддерживать невысокую температуру буфера во время переноса. Дополнительно приобретаемый охлаждающий змеевик может обеспечить более эффективное охлаждение раствора в случае его сильного нагрева. Кассетные держатели для гелей с мембранами со специальными мягкими прокладками обеспечивают равномерное давление на всей площади переноса. Рекомендуется использовать систему с источником питания Bio-Rad PowerPac HC для обеспечения высоких значений тока, необходимого для осуществления блот-переноса.

Комплектация:

- Камера с крышкой и проводами.

- 2 кассеты для переноса с 4 мягкими прокладками.
- Электродные модули (проволочные либо пластинчатые).
- Поддерживающая бумага для блоттинга.
- Замораживаемый охлаждающий модуль.
- Валик для раскатывания гелей и мембран.
- Охлаждающий змеевик заказывается отдельно.

Размер рабочей зоны, см	9 x 15,4
Требуемое количество буфера, л	1,3
Количество кассет для переноса, шт.	2
Тип электродов	проволочные или пластинчатые

<https://assa-group.ru/kamera-dlya-blottinga-criterion-blotter>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

проконсультируем в юридических
вопросах.