



## Концентратор биомолекул CentriVar DNA

Производитель: Labconco  
Corporation

Модель: CentriVar DNA

<https://assa-group.ru/centrivap-dna>

Настольный концентратор CentriVar со встроенным мембранным насосом предназначен для концентрации ДНК и других образцов в пробирках объемом от 0,5 до 50 мл (от 12 до 132 образцов), а также в 96-луночных планшетах.

Концентратор CentriVar DNA – полностью готовая к работе установка, включающая вакуумный насос, ротор, акриловую крышку.

- Стальной корпус из нержавеющей стали с эпоксидным покрытием.
- Внутренняя камера адаптирована для использования разных типов роторов.
- Жидкокристаллический дисплей с таймерами нагрева и центрифугирования от 1 до 999 мин.
- Нагрев до 100°C, функция предварительного нагрева.

Нагреватель 300 ватт.

- Микропроцессорный контроль, память для хранения 9 программ.
- Звуковая сигнализация при окончании работы прибора.
- Крышка из плексигласа с фиксатором и датчиком безопасности.
- Бесколлекторный электромотор, скорость до 1725 об/мин.
- Система Quick-Stop для остановки вакуумного насоса.
- Автоматический клапан сброса вакуума.
- Быстрый старт обеспечивается нажатием одной кнопки, при котором одновременно активируются ротор, нагреватель, таймеры и вакуумный насос.

Концентраторы CentriVar также идут в стандартных комплектациях, приспособленных для работе с образцами разного типа: водных образцов, образцов, содержащих кислоты и щелочи. Эти комплекты включают в себя концентратор с ротором, охлаждаемую и химическую ловушки, вакуумный шланг, набор зажимов для монтажа, вакуумный насос заказывается дополнительно.

## Роторы к концентраторам CentriVar DNA:

- Могут использоваться различные роторы для различных типов пробирок на объемы от 0,5 мл до 50 мл (от 12 до 132 образцов).
- Бакет-ротор предназначен для иммунологических планшетов, ПЦР планшетов и может вмещать до 4 x 96 ПЦР пробирок.

## Характеристики

Фиксирова 1725  
нная  
скорость  
вращения,  
об/мин

Производи 2,04  
тельность  
вакуумног  
о насоса,  
мЗ\ч

Максималь 300  
ная  
мощность,  
Вт

Габариты, 350 x 660  
мм x 280

Вес, кг 31

<https://assa-group.ru/centrivap-dna>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.