



Шейкер-инкубатор Innova 42R

Производитель: New Brunswick
Scientific

Модель: 42R

<https://assa-group.ru/sheyker-inkubator-innova-42r>

- Трехэксцентриковый привод с бесщеточным электродвигателем обеспечивает равномерность перемешивания, низкий уровень шума и вибраций.
- Функция охлаждения.
- Полка для статического культивирования.
- Микропроцессорный контроль температуры и перемешивания.
- Возможность программирования скорости и температуры, таймера.
- Дисплей с индикаторами скорости, времени, температуры и сигнала тревоги.
- Автоматическое отключение при открытии двери.
- Отключение нагрева при превышении установленной температуры.
- Звуковая и визуальная сигнализация при отклонении установленных параметров скорости, температуры и при отключении таймера.
- Сохранение введенных параметров при отключении питания.
- Интерфейс RS-232.
- Рассчитаны на объем колб от 10 мл до 6 литров.
- Максимальная нагрузка 2 x 6 л.
- Размер платформы: 460 x 460 мм.
- Резервуар для увлажнения рабочей камеры шейкера и предотвращения испарения с образцов.
- Влагозащищенная электрическая розетка в камере.
- Возможность установки датчика влажности.
- Возможность установки УФ-лампы.

- Возможность установки лампы для фотосинтеза.
- Возможность создания условий для культивирования анаэробов.
- Возможность установки друг на друга 2-х шейкеров.

Характеристики

Диапазон поддерживаемой температуры	от 20°C ниже окружающей до +80°C
Точность поддержания температуры	$\pm 0,1^\circ\text{C}$ при +37°C
Однородность температуры в камере	$\pm 0,25^\circ\text{C}$
Диаметр орбиты	1,9 или 2,5 см
Скорость вращения	от 25 до 400 об/мин
Точность поддержания скорости вращения	± 1 об/мин
Допустимая мощность на электрическую влагозащищенную розетку в камере	100 Вт
Размеры камеры (высота меряется от платформы до верха), мм	518 x 516 x 477
Внешние размеры одного шейкера, мм	620 x 754 x 825 (ширина с открытой дверью 1300 мм)
Внешние размеры 2-х шейкеров, поставленных друг на друга, мм	620 x 754 x 1637
Электропитание	230 В, 50 Гц

Вес, кг

121

<https://assa-group.ru/sheyker-inkubator-innova-42r>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.