



Денситометр (детектор мутности суспензий) DEN-1B

Производитель: BioSan

Модель: DEN-1B

<https://assa-group.ru/den-1b-densitometr-detektor-mutnosti-suspenziy>

ДЕНСИТОМЕТР (ДЕТЕКТОР МУТНОСТИ СУСПЕНЗИЙ) DEN-1B предназначен для измерения оптической плотности (мутности) суспензий в кювете. Диапазон измерения: 0,0–6,0 McF (0 – 180x10⁷ клеток/мл).

Прибор имеет цифровой дисплей, который показывает значение оптической плотности. На дисплее также отображается единица измерения (McF). Прибор работает от сети переменного тока 220В/50Гц.

Денситометр DEN-1B используется для измерения мутности суспензий в кювете. Прибор имеет цифровой дисплей, который показывает значение оптической плотности. На дисплее также отображается единица измерения (McF). Прибор работает от сети переменного тока 220В/50Гц.

Денситометр DEN-1B имеет следующие характеристики: диапазон измерения: 0,0–6,0 McF; разрешение: 0,001 McF; время измерения: 10 секунд; источник света: светодиодный; кювета: 10 мм.

Денситометр DEN-1B используется для измерения мутности суспензий в кювете. Прибор имеет цифровой дисплей, который показывает значение оптической плотности. На дисплее также отображается единица измерения (McF). Прибор работает от сети переменного тока 220В/50Гц.

???????????????? ????????????????? ? ??????????????. ????????? ????????? ? ??????????
?????????????.

????????? ?????????? ????????????????? ?????????? ????????? ? ??????????:

- **CKG16** ????? ??? ?????? ?? ?????????????? ?????????????? ????????????? 16 ??
(????????, ?????????);
- **CKG1802** ????? ??? ?????? ?? ?????????????? ?????????????? ????????????? 18 ??
(BaSO₄).

???????????? **CKG1802** ?????? ?????????????????? ?????????????? ??????????????. ??????????????
????????????????? ?????????? **V-1 plus**, ?????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????.

?????????? ?? ? ??????? ??????????:

1. **DEN-1** ?????????????? ?? ?????????? ?????? ?????????;
2. **DEN-1B** ?????????????? ??? ?? ?????????? ?????? ?????????, ??? ? ?????????? (?). ?
??? ??, DEN-1B ?????????? ?????????? ?????????????? ????????????? (?? 0,01 McF).

?????????? ??????	?????????????
?????? ?????? (?)	? = 565 ±15 ??
?????????? ???????????	0,00–15,00 McF
?????????????? ?????????	0,01 McF
??????????, ?? ??????? ??????	±3%
?????? ????????????	1 ?
?????? ??????????	?? ?????? 2 ??
????????? ?????????? ??????????	16 ?? (??? ?????????????????? ??????????? A-16)
	18 ?? (??? ??????????)
????????? ?????????? ? ?????????????? ??????????????	
?????????	??
????????? (?×?×?)	165 × 115 × 75 ??
???	0,7 ??

???????????? ????????? ?????????

???????????????? ??? / ?????????

???????? ???? ?????????

???????????????? ?????????????

3 × ?????????? ??? «??»

12 ?, 7 ?A / 0,1 ??

?????. AC 100–240 ?, 50/60 ??; ??????. DC
12 ?

???????? ???? ?????????, A-16 ? 3 ×

????????? ??? «??»

<https://assa-group.ru/den-1b-densitometr-detektor-mutnosti-suspenziy>

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.