

MR-1, Мини-рокер шейкер



Производитель: BioSan

Модель: MR-1

<https://assa-group.ru/mr-1-mini-roker-sheyker>

Мини-рокер-шейкер **MR-1** обеспечивает регулируемое мягкое покачивание платформы, идеально подходит для отмывки мини-гелей после электрофореза, для проведения Нозерн-, Саузерн-, Вестерн-блоттинга.

Шейкер компактен, бесшумен, предназначен для индивидуального использования. Применение прямого привода и бесщеточного двигателя позволяет осуществлять непрерывное перемешивание до 7 суток и гарантирует надежную эксплуатацию более 2 лет.

Нескользящий термоустойчивый силиконовый коврик, расположенный на платформе рокера, обеспечивает устойчивое положение сосудов во время покачивания.

Шейкер может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при температуре от +4°C до +40°C.

Прибор зарегистрирован в Министерстве здравоохранения РФ.

Дополнительный пупырчатый коврик **PDM** обеспечивает фиксацию пробирок разного размера

Диапазон регулирования частоты перемешивания	5–30 раз/мин
Угол наклона платформы	7° (фиксированный)
Максимальное время непрерывной работы	168 ч.
Система прямого привода	+
Цифровая установка времени	1 мин.–24 ч. / непрерывно
Платформа с нескользящим силиконовым покрытием для чашек Петри и ванночек (включена в стандартную комплектацию)	+
Максимальная нагрузка	1 кг
Дисплей	светодиодный
Рабочая площадь платформы	215x215 мм
Размеры (ДxШxВ)	220x205x120 мм
Вес	2,1 кг
Потребляемый ток / мощность	12 В, 320 мА / 3,8 Вт
Внешний блок питания	вход. АС 100-240 В 50/60 Гц; выход. DC 12 В

<https://assa-group.ru/mr-1-mini-roker-sheyker>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.