

## **PSU-2T, Мини-шейкер для иммунологии**



Производитель: BioSan

Модель: PSU-2T

<https://assa-group.ru/psu-2t-mini-sheyker-dlya-immunologii>

Мини шейкер **PSU-2T** предназначен для иммунологического анализа и обеспечивает регулируемое перемешивание реагентов в планшетах. Прибор обеспечивает равномерное движение платформы даже при низких скоростях.

Шейкер компактен и удобен в работе, занимает мало места на рабочем столе. Идеален для индивидуального использования. Применение прямого привода и бесщеточного двигателя позволяет осуществлять непрерывное перемешивание до 7 суток и гарантирует надежную эксплуатацию более 2 лет. На дисплее прибора попеременно отображаются значения времени и скорости.

Шейкер может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при температуре от +4°C до +40°C.

*Прибор зарегистрирован в Министерстве здравоохранения РФ*

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Диапазон регулирования скорости       | 150–1200 об/мин                                 |
| Цифровая установка времени            | 1 мин.– 24 ч. / непрерывно                      |
| Цифровой контроль скорости и времени  | +   |
| Максимальное время непрерывной работы | 168 ч.  |
| Система прямого привода               | +   |
| Орбита                                | 2 мм  |
| Размеры (Д×Ш×В)                       | 220×205×90 мм                                   |
| Вес                                   | 2 кг  |
| Потребляемый ток / мощность           | 12 В, 280 мА / 3,4 Вт                           |
| Внешний блок питания                  | вход. АС 100–240 В; 50/60 Гц;<br>выход. DC 12 В |

<https://assa-group.ru/psu-2t-mini-sheyker-dlya-immunologii>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.