



Станция химической обработки и совмещение MALDI-MS и "двумерной" жидкостной хроматографии AccuSpot LC-MALDI

Производитель: Shimadzu
Corporation

Модель: AccuSpot LC-MALDI

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=816

При необходимости совмещения хроматографии и масс-спектрометрического анализа, элюент смешивается с матрицей и наносится на планшет в совмещенной системе AccuSpot. Система совмещает MALDI-MS и "двумерную" жидкостную хроматографию, автоматизирует решение сложных задач в протеомике. Микрофракционирование на 96 и 384-луночных планшетах, одновременное нанесение на 9 планшетах. Варьирование скорости нанесения матрицы от 0,1 мкл/мин до 50 мкл/мин. Встроенная камера. Совместим с микропланшетами Bruker и ABI.

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=816

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.