



Паровой дистиллятор UDK 139

Производитель: VELP
SCIENTIFICA

Модель: 139

<https://assa-group.ru/udk-139>

Паровой дистиллятор UDK 139 фирмы VELP используется для отгонки аммиачного азота после минерализации.

Кроме аммиака, с его помощью можно проводить отгонку с паром летучих жирных кислот, этилового спирта из виноматериалов, фенолов из проб воды или почвы. Также можно проводить анализ нитратного азота со сплавом Деварда.

Стандартно используются пробирки 42*300 мм, но можно использовать пробирки меньшего размера для малых количеств образца или большего размера (до 500 мл) для отгонки спирта.

Характеристики

Модель	UDK 139
Тип	Полуавтоматический
Программ в памяти	10

Автоматическое дозирование	Щелочь, вода для разбавления
Регулировка мощности пара	от 10% до 100%
Автоматическое удаление остатков дистилляции	Задается в программе
Дисплей	Цветной, сенсорный, 3,5"
Подключения	Принтер для чеков
Воспроизводимость	1%
Эффективность извлечения	>99,5%
Расход воды	0,5 л/мин при 15°C, 1 л/мин при 30°C
Электропитание	230 В, 2,1 кВт
Габариты	385x780x416
Вес	26 кг

<https://assa-group.ru/udk-139>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

