



Экстрактор/анализатор жира SER 148 6

Производитель: VELP
SCIENTIFICA

Модель: 148 6

<https://assa-group.ru/ser-148-6>

Аппарат для экстракции растворителями по методу Рэндалла

Экстрактор SER 148/6 фирмы VELP позволяет количественно отделить вещество или группу веществ от смеси твердых или полутвердых тел. Экстракция выполняется по методике Рэндалла, в два шага с последующим удалением использованного растворителя, что позволяет избежать сильного загрязнения окружающей среды. Прибор управляется программируемым микропроцессором с 29 настраиваемыми программами. Два независимых дисплея постоянно отображают фактическую температуру и оставшееся до завершения процесса время. Высокий уровень безопасности соответствует нормам CEI EN 60529. Прибор имеет уровень защиты IP 55. К основным областям применения SER 148/6 относится анализ пищевых продуктов, детергентов, резины, пластмассы, фармацевтических изделий, почв и др. для определения точного содержания таких растворимых компонентов, как жиры, поверхностно-активные вещества, пластификаторы и пестициды. Покрытый эпоксидом корпус из нержавеющей стали обеспечивает высокую степень защиты от химических повреждений.

Характеристики

Модель	SER 148/6
Экстракционные гильзы:	33 x 80 мм из чистой целлюлозы
Защитные устройства:	Два микропроцессора с зондом Pt 100, класс защиты IP 55
Рабочая температура:	100 - 260 °C
Вес:	40 кг
Сокращение времени экстракции:	20 - 80%
Воспроизводимость:	±1% и выше
Мощность:	900 Ватт
Охлаждающая вода:	8 л/мин
Объем растворителя:	30-100 мл

Устанавливаемые значения для программ:

Рабочая температура:	от 100 до 260 °C
Иммерсионное время:	0 - 999 мин
Время промывки:	0 - 999 мин
Время восстановления:	0 - 999 мин

<https://assa-group.ru/ser-148-6>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.