

БСА-400



Производитель: Термэкс

Модель: БСА-400

<https://assa-group.ru/bsa-400>

- Водяная лабораторная баня с ванной из нержавеющей стали для термостатирования образцов при проведении серологических исследований
- Вмещает до 4-х штативов Флоринского
- Каждый штатив рассчитан на установку 100 пробирок размером Ø14×60 мм

Лабораторная баня БСА-400 предназначена для использования в лабораториях центров гигиены и эпидемиологии, ветсанэкспертизы, медицинских лабораториях и других лабораториях, проводящих серологические исследования.

БСА-400 обеспечивает равномерный нагрев и поддержание стабильной температуры образцов при анализе.

Отличительные особенности лабораторной бани БСА-400:

- Цифровой регулятор температуры с оптимальным алгоритмом управления, исключающий перегрев теплоносителя и обеспечивающий его равномерный нагрев.

- Наличие механического таймера для контроля временных интервалов при проведении анализов.
- Штативы из нержавеющей стали с крышкой-фиксатором пробирок, исключающей их всплытие.
- Удобные ручки у штативов и крышек для комфортного перемещения проб.
- Легко извлекаемое дно обеспечивает простоту очистки рабочей зоны и нагревателя.
- Защита нагревателя от перегрева в случае снижения уровня теплоносителя.
- Наличие индикаторов включения нагревателя и срабатывания защиты от перегрева.
- Сливной кран для удобства смены теплоносителя.
- Использование крышки в качестве поддона для штативов.

Технические характеристики

Диапазон регулирования температуры	$T_{\text{окр}} + 5 \dots + 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Нестабильность поддержания установленной температуры	$\pm 1 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Неоднородность температурного поля	$\pm 1 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Объём ванны	23 л
Габаритные размеры бани	650×615×210 мм
Открытая часть ванны	480×480 мм
Глубина ванны	100 мм
Масса	23 кг
Потребляемая мощность	2.0 кВт
https://assa-group.ru/bsa-400	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.