



Стол рентгенопрозрачный с кассетодержателем BALF

Производитель: **BALF**

Модель: BALF

<https://assa-group.ru/balf-stol>

В практике ветеринарного врача рентгенологическое оборудование используется каждый день. Сложно представить современную ветеринарную клинику, в которой нет рентгеновского аппарата. Доктора делают снимки почти всех систем органов. Это и брюшная полость, и грудная клетка, и скелет. Почти все узконаправленные специалисты используют в своей работе рентген аппараты.

Вне зависимости от способа получения рентгеновского снимка, будь то система компьютерной радиографии или проявка снимка с помощью реагентов, в своей работе мы используем специальные кассеты, которые подкладываются под животное. Кассеты принимают на себя основную нагрузку в работе. Именно кассеты чаще всего выходят из строя и ломаются, а в случае, если вы используете в работе систему компьютерной радиографии, то покупка новой кассеты – это дорогое удовольствие.

Решением данной проблемы является использование в повседневной практике специального рентген прозрачного стола. В устройстве этого стола предусмотрен кассетоприемник, в который помещается кассета. Это полностью исключает контакт кассеты с животным, что заметно продлевает срок службы кассеты. Более того, кассетоприемник двигается относительно столешницы, и вы можете, расположив животное на столе, не

двигать его по поверхности, стараясь навести рентгеновский луч в нужную вам область, а передвигать кассетоприемник и рентгеновский аппарат. Животное же остается в статичном положении.

Исключая контакт кассет с животным, мы профилируем попадание шерсти и грязи в систему компьютерной радиографии, что так же положительно сказывается на сроке службы дорогой техники.

Стол изготовлен из алюминия и прочного рентген прозрачного пластика. Алюминий не поддается коррозии, вы можете использовать любые дезинфицирующие средства. Пластик имеет матовую поверхность, устойчивую к появлению царапин.

Длина: 1560 мм

Ширина: 675 мм

Высота: 740 мм + 35 мм за счет регулировки опор стола

Материал: алюминиевый профиль/специальный рентгенопрозрачный пластик устойчивый к появлению царапин.

Основание стола выдерживает нагрузку: до 100 кг.

Размер в транспортной упаковке: 1650x750x200 мм

Вес в транспортной упаковке: 60 кг

<https://assa-group.ru/balf-stol>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

проконсультируем в юридических
вопросах.