



Термошейкер для иммунопланшет ELMI ST-3

Производитель: [ELMI Ltd](#)

Модель: ST-3

<https://assa-group.ru/elmi-st-3>

ELMI ST-3 Шейкер-термостат на 2 планшета

Предназначен для создания вращательного движения жидкости и точного поддержания заданной температуры в иммунологических планшетах. Шейкер ST-3 используется в микробиологии, вирусологии, биохимии, биологии и т.д.

Свойства

- Термостатируемая вращающаяся закрытая платформа контейнерного типа на две планшеты, в которой создается только ламинарное движение воздуха, что обеспечивает исключительно точный и равномерный нагрев планшет на платформе.
- Электронная система управления, которая обеспечивает задание и отображение на световых индикаторах температуры, скорости и времени вращения платформы.
- Энергонезависимая память, в которой сохраняются установленные параметры температуры, скорости и времени вращения.
- Гарантированная наработка двигателя не менее 45000 часов.

- Высокая точность поддержания оборотов +1%.
- Возможность непрерывной работы сутками.

Технические характеристики

- Количество планшет на платформе, шт 2
- Размер применяемых планшет, мм 86x128x20
- Диапазон устанавливаемой температуры платформы, гр.С от (комнатной +3) до 60
- Температура стабилизации выше окружающей среды, гр.С 3
- Точность поддержания температуры на платформе, гр.С 0,1
- Радиус вращения платформы, мм 1,5
- Вид вращения платформы *орбитальный*
- Таймер отключаемый, от 1 мин. до 9 ч.
- Скорость вращения платформы, об/мин 100-1100
- Температура окружающей среды, гр.С от 4 до 40
- Относительная влажность воздуха (при 20 гр.С), % не более 80
- Сеть, В / Гц 220 / 50/60
- Потребляемая мощность (при max скорости), Вт не более 90
- Размеры(длин x ширина x высота), мм 305x275x120
- Вес, кг 7,1

<https://assa-group.ru/elmi-st-3>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.