



Компактная высокопроизводительная бесшумная микроцентрифуга Centrisart A-14

Производитель: **Sartorius**

Модель: Centrisart A-14

<https://assa-group.ru/centrisart-a-14>

Центрифуга Centrisart A-14 Sartorius предназначена для центрифугирования проб в микропробирках. Ротор A1C разработан специально для концентраторов Vivaspin 500, но его так же можно использовать для пробирок 1,5/2 мл. Мощный компрессор центрифуги Centrisart A-14C гарантирует быстрое и точное охлаждение пробы и надежно защищает ее от нагревания.

Центрифуги применяются в молекулярной биологии для выделения ДНК, РНК и белка, для ультрафильтрации перед ПЦР.

Технические характеристики центрифуги Centrisart A-14 Sartorius:

	A-14	A-14C
Макс. скорость, об/мин	14 800	15 000
Мин. скорость, об/мин	200	200

Макс. ускорение, g	16 162	16 602
Макс. вместимость, мл	12 x 1,5/2	24 x 1,5/2
Дисплей	ЖК с указанием скорости и времени	ЖК с указанием скорости, времени и температуры
Мотор	Бесщеточный необслуживаемый двигатель	Бесщеточный необслуживаемый двигатель
Диапазон температуры	-	От - 10°C до + 40°C с шагом 1°C
Быстрое охлаждение	-	Поддержание +4°C на макс. скорости
Хладагент	-	Не содержит хлорфторуглеродов (R134a)
Таймер	10 с – 99 мин, короткий цикл/непрерывный цикл	10 с – 99 мин, короткий цикл/непрерывный цикл
Разблокирование фиксатора крышки	Приводная блокируемая крышка, автоматическая разблокировка	Приводная блокируемая крышка, автоматическая разблокировка

	фиксатора	фиксатора
Крышка	Смотровое окно для внешнего контроля скорости	Смотровое окно для внешнего контроля скорости
Программы	10	10
Кривые ускорения	2	2
Кривые замедления	2	2
Габариты (Ш x Д x В), мм	212 x 266 x 176	273 x 515 x 236
Высота с открытой крышкой, мм	404	404
Вес, кг	6	19
Уровень шума на макс. скорости, дБ	53	53

Роторы:

YCSR-A2B (только для A-14C):

- Угловой ротор 24 x 1,5/2 мл
- Скорость 14 800 об/мин
- Макс. ускорение 16 163 g

YCSR-A1C:

- Угловой ротор 12 x 1,5/2 мл или Vivaspin 500
- Скорость 14 800 об/мин

- Макс. ускорение 15 183 g

Вы можете купить центрифугу Centrisart A-14 Sartorius в Москве по наименьшей цене

<https://assa-group.ru/centrisart-a-14>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.