



## Электронный дозатор Thermo Scientific Новус

Производитель: Thermo Fisher Scientific

Модель: Новус

[https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product\\_id=2714](https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=2714)

Электронные дозаторы Новус - самое современное решение для дозирования. Они русифицированы, просты в эксплуатации, имеют интуитивно понятный интерфейс, высокопроизводительны и точны. Дозаторы укомплектованы аккумуляторами большой емкости, которых хватит на 4000 дозирования без подзарядки.

Дозаторы Новус представлены:

- Одноканальными дозаторами Новус
- Многоканальными дозаторами Новус

Особенности:

- простота в использовании и эргономичность
- меню на русском языке
- первый в мире дозатор с подсветкой дисплея
- легкий вес позволяет снизить напряжение руки и работать без утомления

- уникальное расположение операционной кнопки, нажатие которой осуществляется указательным пальцем
- аккумулятор большой емкости
- возможность занесения индивидуальных данных
- использование стандартных наконечников
- мобильность в режиме подзарядки
- многоканальные дозаторы: 8-, 12-, 16-канальные модели

Кат. №	Модель	Объем, мкл	Точность, мкл	Наконечник, мкл
4620002	Ленпипет Новус 1-10 мкл, Микро	1-10	$\pm 0,1$ для 10 мкл  $\pm 0,035$ для 1 мкл	10
4620012	Ленпипет Новус 1-10 мкл	1-10	$\pm 0,1$ для 10 мкл  $\pm 0,07$ для 1 мкл	250 универса льный, 20 удлиненный
4620022	Ленпипет Новус 5-50 мкл	5-50	$\pm 0,4$ для 50 мкл  $\pm 0,15$ для 5 мкл	50
4620032	Ленпипет Новус 5-50 мкл	5-50	$\pm 0,4$ для 50 мкл  $\pm 0,15$ для 5	250 универса льный, 20 удлиненный

4620042	Ленпипет Новус 10-100 мкл	10-100	мкл ±0,8 для 100 мкл ±0,3 для 10 мкл	250 универсальный, 20 удлиненный
4620052	Ленпипет Новус 30-300 мкл	30-300	±1,8 для 300 мкл ±0,9 для 30 мкл	300
4620062	Ленпипет Новус 100-1000 мкл	100-1000	±6,0 для 1000 мкл ±3,0 для 100 мкл	1000, 1000 удлиненный
4620072	Ленпипет Новус 0,5-5 мл	500-5000	±30,0 для 5000 мкл ±15,0 для 500 мкл	5000
4620082	Ленпипет Новус 1-10 мл	1000-10000	±60,0 для 10000 мкл ±30,0 для 1000 мкл	10000

[https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product\\_id=2714](https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=2714)

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу**

**+ 7 495 215-06-01**



+7 499 490-02-72  
zapro@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых  
53/2, оф. 804  
[www.assa-group.ru](http://www.assa-group.ru)

## задачу

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.