



Высокоскоростные микроцентрифуги himac CT 15RE/CT 15E

Производитель: Hitachi Koki

Модель: CT 15RE/CT 15E

<https://assa-group.ru/ct-15re-ct-15e>

Компактные высокоскоростные микроцентрифуги himac CT 15RE/CT 15E с охлаждением и без – универсальные надёжные инструменты для лабораторной работы по мировым стандартам. Три вида биобезопасных автоклавируемых роторов для центрифуг обеспечивают реализацию множества приложений, включая работы с биологически опасными объектами. Настольные центрифуги himac CT15E и CT15RE полностью соответствуют стандартам CE по надёжности и безопасности.

Технические характеристики микроцентрифуг

| Модель центрифуги | Микроцентрифуга С Т 15E | Микроцентрифуга С Т 15RE |
|-------------------------------|--|--------------------------|
| Максимальная скорость, об/мин | 15 000 | |
| Максимальное ускорение, g | 21 500 | |
| Максимальная емкость | 2 мл x 24 или 0.5 мл x 24 (ротор Т15А62) | |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Диапазон регулирования скорости, об/мин | От 300 до 15 000 с шагом 100 | |
| Диапазон температур | - | От -20°C до +40°C |
| Таймер | От 1 до 99 мин с шагом 1 мин функция продолжительного центрифугирования | |
| Профили торможения/ускорения | Двустадийное переменное ускорение/двустадийное торможение, инерционное торможение | |
| Двигатель | Бесщеточный, постоянного тока | |
| Программируемые параметры | Скорость/ускорение, время, температура (СТ15RE), ускорение, торможение и мелодия остановки | |
| Сигнал остановки ротора | Выбор из 5 мелодий, сигнал и гудок | |
| Безопасность | Блокировка дверцы, двойное детектирование превышения скорости, детектор дисбаланса, детектор температуры мотора и др. | |
| Соответствие стандартам | СЕ, (EN61326, 61010-1, 61010-2-020) | |
| Тепловыделение | 300 Вт | 500 Вт |
| Электропитание | 220-240 В ±10 %, 50 Гц, 10 А | 220/230 В ±10 %, 50 Гц, 10 А |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 240 x 320 x 250 | 290 x 520 x 300 |

| | | |
|------------------|----------|----------|
| Вес, кг | 17 | 40 |
| Каталожный номер | 90560601 | 90560701 |

Роторы для центрифуг himac CT 15RE/CT 15E

T15A61

Пластиковая крышка в комплекте

Макс. скорость – 15 000 об/мин

Макс. ускорение – 21 500 x g

Емкость ротора 1.5/2 мл x 24

Автоклавируемый (исключая крышку)

Биобезопасная крышка – дополнительная опция

*1. В комплекте стандартная пластиковая крышка не автоклавируемая

*2. Биозащитная крышка опционально (p/n S308839B).

T15A62

Крышка в комплекте

Макс. скорость – 15 000 об/мин

Макс. ускорение – 21 500 x g

1.5/2 мл x 24, 0.5 мл x 24

Автоклавируемый, биобезопасная крышка

T15A63

Крышка в комплекте

Макс. скорость – 15 000 об/мин

Макс. ускорение – 21 500 x g

0.2 мл x 32 (для ПЦР пробирок)

Автоклавируемый, биобезопасная крышка

<https://assa-group.ru/ct-15re-ct-15e>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.