



Дигесторы RAYPA MBC-6/N

Производитель: RAYPA Leading
Lab Technologies

Модель: MBC-6/N

<https://assa-group.ru/MBC-6N>

Ручные компактные дигесторы серии MBC компании Raupa станут незаменимым решением в контрольно-аналитических лабораториях на ряде производств.

Дигесторы MBC позволяют проводить разложение белкового азота в органических веществах пищевых продуктов, удобрений, семенах, пиве, мясе нефти и т. д. Также можно проводить предварительную обработку образца, в частности гидролиз, для экстракции жира.

Компактные дигесторы серии MBC оснащены встроенным микропроцессором и интуитивно понятной панелью управления, благодаря чему осуществляется быстрая и безопасная обработка образцов. Размеры образцов для твёрдых веществ составляют 5 г (макро) и 1 г (микро), для жидкостей – 15 мл (макро) и 3 мл (микро). Встроенная подставка под пробирки с образцами обеспечивает лёгкое охлаждение.

Начало работы на дигесторах MBC может устанавливаться благодаря программируемому автостарту. Для работы с дигесторами используются девять различных программ, параметры которых устанавливаются оператором, при этом для каждой программы существует 18 шагов для выбора температуры нагрева. Встроенный накопитель паров (скруббер) позволяет работать без использования дополнительной вытяжки. Точность нагрева $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, равномерность нагрева $\pm 2^{\circ}\text{C}$ и его стабильность обеспечивают высокоточный результат, при этом время разложения может

быть выбрано из диапазона от 1 до 999 минут с шагом 1 минута, также возможен непрерывный режим.

Модельный ряд компактных дигестеров серии МВС включает в себя МВС-6/Н, МВС-12/Н, МВС-20/Н, МВСМ-12, МВСМ-24, МВСМ-40. Количество пробирок в данных моделях варьируется: 6, 12, 20, 12, 24 и 40 соответственно.

Компактные дигестеры МВС поставляются с пробирками, со штативом для пробирок, а также с накопителем паров.

Модель	Стабильность, °С	Равномерность, °С	Øпробирки, мм	Температура, °С	Количество мест для пробирок	W
МВС-6/Н	±0,1-50	±2°С	42	45-450	6	1500
МВС-12/Н	±0,1-50	±2°С	42	45-450	12	2000
МВС-20/Н	±0,1-50	±2°С	42	45-450	20	2500
МВСМ-12	±0,1-50	±2°С	26	45-450	12	1500
МВСМ-24	±0,1-50	±2°С	26	45-450	24	2000
МВСМ-40	±0,1-50	±2°С	26	45-450	40	2500

Модель	Объём образца, мл	Габаритные размеры, см	Вес нетто, кг
МВС-6/Н	250	355x400x740	27
МВС-12/Н	250	565x355x740	38
МВС-20/Н	250	565x465x740	47
МВСМ-12	100	400x355x740	30
МВСМ-24	100	565x355x740	39
МВСМ-40	100	565x465x740	48

<https://assa-group.ru/MBC-6N>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.