

Демо
лаборатория



Trans-Blot Turbo

Производитель: Bio-Rad

Модель: Turbo

<https://assa-group.ru/trans-blot-turbo>

Trans-Blot Turbo - высокопроизводительная система полусухого переноса, позволяющая проводить быстрый и высокоэффективный перенос белков с геля на мембрану. Эффективное комбинирование электроблоттинга и «полусухого» переноса позволяет переносить белки с молекулярной массой до 400 кДа. Система оснащена удобным ЖК-дисплеем с подсветкой и простой клавишной панелью управления.

Trans-Blot Turbo входит в систему оптимизации блоттинга V3 Western Workflow.

Преимущества:

- Быстрый перенос: от 3-х до 7 минут для гелей любого размера;
- Высокая производительность: система состоит из двух кассет с независимым управлением, что позволяет запускать два разных протокола и проводить перенос до 4-х гелей одновременно;
- Высокая эффективность по сравнению с альтернативными методами переноса;
- Гибкая настройка: помимо базовых протоколов переноса

для белков с разной молекулярной массой возможна настройка до 25 индивидуальных пользовательских протоколов;

- Возможность использования как со стандартными расходными материалами для «полусухого» переноса (мембраны, бумага, буферы), так и с готовыми гелями и наборами.

Рабочая комплектация системы:

- Модуль системы Trans-Blot Turbo;
- 2 кассеты для работы с 4-мя мини- или 2-мя миди-гелями;
- Ролик;
- Стартовый набор реагентов для блоттинга.

<https://assa-group.ru/trans-blot-turbo>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.