



Термошейкер ThermoMixer C

Производитель: **EPPENDORF**

Модель: ThermoMixer C

<https://assa-group.ru/thermomixer-c>

Термошейкер ThermoMixer C сочетает в себе уникальные функции перемешивания с высокоточным регулированием и поддержанием температуры.

Особенности:

- Для перемешивания в любых сосудах и планшетах от 5 мкл до 50 мл.
- Повышенная частота перемешивания до 3 000 об/мин (в зависимости от используемого блока).
- Технология защиты от разбрызгивания.
- Предотвращение образования конденсата благодаря функции ThermoTop.
- Шейкер может быть адаптирован для выполнения любой прикладной задачи, благодаря большому выбору сменных блоков SmartBlocks:
 - Термоблок для 24 пробирок объемом 0,5 мл.
 - Термоблок для 24 пробирок объемом 1,5 мл.
 - Термоблок для 24 пробирок объемом 2 мл.
 - Термоблок для 8 пробирок объемом 5 мл.
 - Термоблок для 8 конических пробирок объемом 15 мл.

- Термоблок для 4 конических пробирок объемом 50 мл.

Области применения:

- Выделение плазмид/РНК/ДНК.
- Синтез ДНК.
- Экстракция фрагментов ДНК из агарозных гелей.
- Ферментативные реакции.
- Трансформация штаммов бактерий и плазмид.
- Денатурирование ДНК, РНК и белков.
- Мечение ДНК, РНК и белков.
- Выращивание бактерий в микрореакционных сосудах.
- Лизисные реакции при температуре до 100°C.

Максимальная скорость	3 000 об/мин
Точность поддержания температуры	±0,5°C в диапазоне 20-45°C, ±1,0°C ниже 20°C и выше 45°C
Диапазон регуляции температуры	от 15°C(±2°C) ниже комнатной температуры до 100°C
Таймер	от 15 сек до 99:30 ч, без ограничений
Габариты, мм	210 x 305 x 130
Вес без принадлежностей, кг	6,2
Интерфейсы	USB-интерфейс



+7 499 490-02-72
zapro@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

<https://assa-group.ru/thermomixer-c>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.