



Центрифуга EPPENDORF 5804

Производитель: EPPENDORF

Модель: 5804

<https://assa-group.ru/centrifuga-mnogofunkcionalnaya-5804>

Многофункциональная высокопроизводительная центрифуга развивает ускорение до 20 800 g (14 000 об/мин) и проводит центрифугирование в микропробирках, в ПЦР-стрипах, в вакуумных системах для забора крови, в пробирках типа Falcon, в пробирках и флаконах объемом до 250 мл, ПЦР-планшетах, предметных стеклах. При минимальном количестве сменных роторов позволяет проводить пробоподготовку почти во всех используемых форматах сосудов, что достигается за счет модульной конструкции легко заменяемых автоклавируемых адаптеров.

- Скорость вращения от 200 об/мин до 14 000 об/мин (шаг в 10 об/мин).
- Максимальный центрифугируемый объем – 1000 мл.
- 10 режимов разгона и торможения.
- Минимальное время торможения не более 14 сек.
- Отдельная кнопка «Short-spin» для кратковременного центрифугирования с выбором скорости вращения.
- Сохранение в памяти до 34 индивидуальных программ.
- Функция «at set rpm» позволяет начать отсчёт времени с момента достижения заданной скорости для максимально точной воспроизводимости результатов.
- Возможность изменения параметров в процессе центрифугирования.
- Особо тихая работа центрифуги благодаря оригинальному конструктивному принципу.
- Автоматическая блокировка крышки и отключение при дисбалансе.

- Автоматическое распознавание ротора с программной защитой от выбора неверной скорости.
- Автоматическое открытие крышки после окончания центрифугирования.
- Возможность работы с аэрозоленепроницаемой крышкой - при работе с опасными биологическими образцами или агрессивными жидкостями.
- Все комплектующие: ротор и адаптеры автоклавируемы (при 121°C, 20 минут).

Характеристики

Максимальная скорость вращения, об/мин	14 000
Максимальное ускорение, g	20 800
Максимальный центрифугируемый объем, мл	1000
Диапазон температуры, °C	-
Потребляемая мощность, Вт	900
Питание, В/Гц	230/50
Габариты, мм	470 x 550 x 340
Вес (без ротора), кг	55

<https://assa-group.ru/centrifuga-mnogofunkcionalnaya-5804>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01



+7 499 490-02-72
zapro@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.