



Микроцентрифуга MiniSpin plus

Производитель: **EPPENDORF**

Модель: MiniSpin plus

<https://assa-group.ru/mikrocentrifuga-minispin-plus>

Современная, компактная центрифуга, с низким уровнем шума, легко управляемая, разработанная для широкого круга лабораторных исследований.

- Емкость ротора - 12 пробирок объемом 1,5/2,0 мл.
- Возможность центрифугирования пробирок меньшего объема (0,2/0,4/0,5 и 0,6 мл) за счет дополнительных сменных адаптеров.
- Время разгона и торможения ротора – менее 13 секунд.
- Минимальный нагрев образцов (не более 12°C после 20 минут центрифугирования на максимальной скорости).
- Автоматическое открытие крышки по окончании центрифугирования.
- Отдельная кнопка кратковременного центрифугирования.
- Цифровой дисплей.
- Встроенный блок питания.
- Автоклавируемый ротор (при 121°C, 20 минут).
- Крышка ротора из высококачественной стали.
- Угловой ротор из легированного алюминия для максимальной износостойчивости.

Новый ротор для стрипованных пробирок F-55-16-5-PCR:

- Формат ротора 8 пробирок x 0,2 мл.
- Совместим с центрифугами MiniSpin и MiniSpin Plus.
- Скорость центрифугирования MiniSpin/MiniSpin Plus 13 400/14 500 об/мин.
- Ускорение MiniSpin/MiniSpin Plus 9840/11 520 g.

Характеристики

Ротор	легированный алюминий
Емкость ротора	12 пробирок объемом от 1,5 до 2,0 мл
Максимальная скорость вращения, об/мин	14 500
Максимальное ускорение, g	14 000
Индикация на дисплее	об/мин или g
Таймер, мин	до 99
Потребляемая мощность, Вт	85
Питание, В/Гц	230/60
Габариты, мм	225 x 240 x 120
Вес, кг	4,3

<https://assa-group.ru/mikrocentrifuga-minispin-rlus>

**Подберем
оборудование**

конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.