



Денситометр (детектор мутности суспензий) DEN-1

Производитель: BioSan

Модель: DEN-1

<https://assa-group.ru/den-1-densitometr-detektor-mutnosti-suspenziy>

ДЕН-1 – это портативный прибор для измерения мутности суспензий. Он работает в диапазоне 0,3–5,0 мкФ (100 x 10⁶–150 x 10⁷ клеток/мл).

Прибор имеет цифровой дисплей, который показывает результат измерения. Он также имеет кнопку для сброса и кнопку для включения/выключения.

ДЕН-1 используется для измерения мутности суспензий. Он работает в диапазоне 0,3–5,0 мкФ (100 x 10⁶–150 x 10⁷ клеток/мл). Прибор имеет цифровой дисплей, который показывает результат измерения. Он также имеет кнопку для сброса и кнопку для включения/выключения.

ДЕН-1 – это портативный прибор для измерения мутности суспензий. Он работает в диапазоне 0,3–5,0 мкФ (100 x 10⁶–150 x 10⁷ клеток/мл).

ДЕН-1 используется для измерения мутности суспензий. Он работает в диапазоне 0,3–5,0 мкФ (100 x 10⁶–150 x 10⁷ клеток/мл). Прибор имеет цифровой дисплей, который показывает результат измерения. Он также имеет кнопку для сброса и кнопку для включения/выключения.

????????, ?????????????? ?????????????? ? ???????????.

????????? ?????????? ?????????????? ?????????? ?????? ? ??????????:

- **CKG16** ?????? ?? ?????? ?? ?????????????? ?????????????? ?????????????? 16 ?? (??????. ???????);
- **CKG1802** ?????? ?? ?????? ?? ?????????????? ?????????????? ?????????????? 18 ?? (BaSO₄).

???????????? **CKG1802** ?????? ?????????????????? ?????????????? ??????????????. ?????????????? ?????????????????? ?????????? **V-1 plus**, ?????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????.

???????????? ?? ?????????? ??????????:

1. **DEN-1** ?????????????? ?? ?????????????? ?????? ??????????;
2. **DEN-1B** ?????????????? ??? ?? ?????????????? ?????? ??????????, ??? ? ?????????????? (??). ? ??? ??, DEN-1B ?????????? ?????????? ?????????????? ?????????????? (?? 0,01 McF).

?????????? ??????	?????????????
?????? ?????? (?)	? = 565 ±15 ??
????????????? ??????????????	0,3–15,0 McF
????????????????? ??????????	0,1 McF
?????????????, ?? ?????????? ??????	±3%
?????? ??????????????	1 ?
?????? ???????????	?? ?????? 2 ??
????????? ?????????? ??????????	16 ?? (??? ?????????????????? ?????????????? A-16)
	18 ?? (??? ??????????????)
????????? ?????????????? ? ?????????????? ??????????????	
??????????	?????????????????
?????????? (?×?×?)	165 × 115 × 75 ??
???	0,7 ??
????????????????? ??? / ??????????	12 ?, 80 ?A / 1 ??

???????? ???? ????????

?????. AC 100–240 ?, 50/60 ??; ??????. DC
12 ?

????????????? ??????????????

???????? ???? ????????, A-16

<https://assa-group.ru/den-1-densitometr-detektor-mutnosti-suspenziy>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.